

Tipologia	Descrizione	Categ. DPI	Tipo di Protezione	Attività	Quantità Annuale
GUANTI SENZA POLVERE per MANIPOLAZIONE ANTIBLASTICI DPI STERILI In Paia	Materiale: lattice pesante o altro materiale medicale idoneo all'uso Marcatura CE Marcatura a norma: EN 374 CL. I-II-III EN 388 Dispositivi di III categoria AQL<1 Spessore differenziato (0.35-0.50 mm), rinforzato su palmo e polpastrelli Lunghezza complessiva (275-300 mm) o comunque una lunghezza che permetta la totale copertura dei polsini del camice Sterile Richiesto l'esito dei test di permeazione (almeno indice di permeazione 2) riferiti ad almeno 4 dei farmaci citostatici più utilizzati: ciclofosfamide, metotrexate, vincristina, 5 fluorouracile, doxorubicina, carmustina Tutta la gamma di misure	3	Da utilizzare per la protezione delle mani dall'esposizione a rischio chimico derivante dalla manipolazione di sostanze citostatiche e/o antiblastiche.	Per la preparazione farmaci antiblastici, reparti dove vengono somministrate sostanze citostatiche,	9.000